



ハンモックみたい！

気管切開や人工呼吸器があっても  
筋緊張が強い子でもゆら～り。  
浮力で手足を動かしやすくなり  
ゆらゆら揺れます。

# お風呂ネット 湯らりん

**対応する浴槽のサイズ** ※浴槽外側の寸法



**W** 650~850mm に対応 **D** 850~1480mm に対応

※日常生活用具給付制度の『入浴補助用具』の対象です。

## 使い方

浴槽の上に乘せたフレームにネットを張り、ネットで体全体を支えます。首～肩付近の下に介助者の腕を入れて体を支えることで入浴の補助をします。

## 対象者


- ・成長してベビーバスに入れなくなった方
- ・座位になることが難しい方

### 体重のめやす

一人介助の場合は抱っこして浴槽までの移動ができる重さ、約20kgまで。  
二人介助の場合は約30kgまで。

### 身長のめやす

頭からひざを曲げた姿勢で浴槽に入れるぐらい。  
ひざを曲げられなければ「ひざを伸ばした姿勢」で浴槽に入れるぐらい。

 株式会社コーヤシステムデザイン

〒194-0212 東京都町田市小山町 142-1  
TEL : 042-798-4644 FAX : 042-798-4645  
MAIL : info@koya-sys.com WEB : <http://www.koya-sys.com/>

本製品は、医療法人財団はるたか会 訪問看護ステーションそら所属看護師「的場千賀子さん」考案の浴補助用具の製品化にご協力して開発したものです。